

维生素 B12 含量检测试剂盒说明书

高效液相色谱法

注意：正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

货号: BC4794

规格:50T/48S

产品简介：

维生素 B12 (Vitamin B12) 为 B 族维生素之一，是一类含钴的复杂有机化合物。人体内每天需要量最少的一种，过量的维生素 B12 会产生毒副作用。

维生素 B12 在 210 nm 处存在紫外吸收，可利用紫外检测器测定其含量。

试验中所需的仪器和试剂：

高效液相色谱仪 (Polaris C18-A 色谱柱 (4.6×250 mm)，紫外检测器 (VWD))、台式离心机、可调式移液枪、研钵/匀浆器、EP 管 (1.5 mL)、针头式过滤器 (水系)、注射器、抽滤器、滤膜 (水系、有机系)、棕色进样瓶、超纯水、甲醇 (色谱纯)。

产品内容：

提取液：液体 30 mL ×1 瓶，4°C 保存。本提取液中含有不溶物，需摇匀后使用。

试剂一：液体 5 mL ×1 瓶，4°C 保存。

试剂二：液体 1.5 mL ×1 瓶，4°C 保存。

试剂三：粉剂 ×2 瓶，4°C 保存。

标准品：粉剂 ×1 瓶，4°C 避光保存。临用前加入 1 mL 蒸馏水配制成 5 mg/mL 维生素 B12 标准溶液，4°C 密封保存，避免阳光直射。

实验前准备工作：

1. 将 1 瓶试剂三溶解到 1000 mL 超纯水中，再加入 0.55 mL 的试剂二，混匀，得到流动相 A。
2. 将 1000 mL 配制好的流动相 A、甲醇 (色谱纯) 用滤膜抽滤。（配制好的流动相 A 采用 0.22 μm 水系滤膜抽滤，甲醇采用有机系滤膜抽滤）。
3. 将抽滤好的流动相超声 20 min，除去气泡。
4. 标准品的配制：将 5 mg/mL 的维生素 B12 标准溶液采用倍比稀释的方法分别用蒸馏水稀释成 500 μg/mL、100 μg/mL、20 μg/mL、4 μg/mL、0.8 μg/mL 的维生素 B12 标准溶液。（标准品浓度仅供参考，可根据实际样品浓度进行调整）。4°C 避光保存（密封），测试前采用水系针头式过滤器过滤到棕色进样瓶内，待测。

操作步骤：

一、维生素 B12 的提取：

样本：按质量 (g) : 提取液体积 (mL) 1:5~10 比例，建议称取 0.1 g 样本（新鲜样本：剪碎；烘干样本：研磨过筛），加入 0.6 mL 提取液（新鲜样本需匀浆），密封，混合均匀，置于 60°C 水浴锅中浸取 30 min。冷却至室温，加入 0.1 mL 试剂一，0.3 mL 蒸馏水，混匀，静置 2 min。10000 rpm 离心 10 min，取上清液（若仍有浑浊，可再次离心），测试前采用水系针头式过滤器过滤到棕色进样瓶内，待测（若上清液颜色过深或者浓度过高，可稀释后再次过滤待测）。

细胞: 按细胞数量 (10^4) :提取液体积 (mL) 1000~5000 万:1 比例, 建议取 5000 万细胞, 加入 0.6 mL 提取液, 冰浴超声破碎细胞 (功率 20%, 超声 3s, 间歇 9s, 重复 30 次, 总时间: 6 min), 密封混匀, 置于 60°C 水浴锅中浸取 30 min。冷却至室温, 加入 0.1 mL 试剂一, 0.3 mL 蒸馏水, 混匀, 静置 2 min。10000 rpm 离心 10 min, 取上清液 (若仍有浑浊, 可再次离心), 测试前采用水系针头式过滤器过滤到棕色进样瓶内, 待测。

血清: 按血清体积 (mL) :提取液体积 (mL) 1~5:1 比例, 建议取 0.5 mL 血清, 加入 0.1 mL 提取液, 密封混匀, 置于 60°C 水浴锅中浸取 30 min。冷却至室温, 加入 0.1 mL 试剂一, 0.3 mL 蒸馏水, 混匀, 静置 2 min。10000 rpm 离心 10 min, 取上清液 (若仍有浑浊, 可再次离心), 测试前采用水系针头式过滤器过滤到棕色进样瓶内, 待测。

二、测定步骤:

1. 开启电脑、打开液相色谱仪各模块开关按钮, 安装上色谱柱, 打开软件, 在方法组中设置进样量为 10 μ L, 柱温: 30°C, 流速为 1 mL/min, 紫外检测器: 波长为 210 nm。单个样本走样时间 23 min, 设置完毕保存方法组。
3. 采用相应的流动相清洗柱子, 用流动相 A 平衡柱子, 待基线稳定后开始加样。
4. 检测待测的标准品溶液, 进样量为 10 μ L, 在 23 min 内可分离出维生素 B12, 维生素 B12 的保留时间为 19.5 min 左右 (体系、柱子、流动相 pH、温度等不同, 保留时间有差异, 仅作为参考)。
5. 检测待测的样品溶液, 进样量为 10 μ L, 在相应的保留时间处检测维生素 B12 的峰面积。
6. 序列完整加样表: (包含单个样本测定完成后色谱柱的清洗和再平衡过程)

时间 (t)	甲醇 (%)	流动相 A (%)
0 min	0	100
1 min	0	100
1.1 min	3	97
8 min	3	97
8.1 min	15	85
23 min	40	60
23.1 min	60	40
33 min	60	40
33.1 min	0	100
43 min	0	100

三、维生素 B12 含量计算

以标准品浓度 (μ g/mL) 为横坐标, 峰面积为纵坐标绘制维生素 B12 的标准曲线, 将样本的峰面积代入标准曲线, 计算提取液中维生素 B12 的浓度 x (μ g/mL)。

1. 组织样本

维生素 B12 的含量 (μ g/g) = $x \times V$ 提取 $\div W \times F = x \div W \times F$

V 提取: 加入提取液总体积, 1 mL (0.6mL 提取液+0.1mL 试剂一+0.3mL 蒸馏水); W: 样本质量, g; F: 稀释倍数, 稀释后测试的样本, 计算时需要乘以相应的稀释倍数。

2. 细胞样本

维生素 B12 的含量 (μ g/ 10^4 细胞) = $x \times V$ 提取 \div 细胞数量 (10^4) $\times F = x \div$ 细胞数量 $\times F$

V 提取：加入提取液总体积，1 mL（0.6mL 提取液+0.1mL 试剂一+0.3mL 蒸馏水）；细胞数量：单位 10^4 ；F：稀释倍数，稀释后测试的样本，计算时需要乘以相应的稀释倍数。

3. 血清样本

维生素 B12 的含量 ($\mu\text{g/mL}$) = $x \times V$ 提取 $\div V$ 样本 $\times F = 2x \times F$

V 提取：提取液总体积，1 mL（0.5mL 血清+0.1mL 提取液+0.1mL 试剂一+0.3mL 蒸馏水）；V 样本：加入样本体积，0.5 mL；F：稀释倍数，稀释后测试的样本，计算时需要乘以相应的稀释倍数。

注意事项

1. 本试剂盒提取液中含有不溶物，需摇匀后使用。
2. 测试完毕后，需要用高浓度的超纯水相冲洗色谱柱（约 20-30 个柱体积），以防阻塞色谱柱，再用高浓度的有机相冲洗色谱柱，最后按柱子的种类规范冲洗，防止损伤色谱柱。
3. 标准品的稀释倍数要根据样品中维生素 B12 的浓度确定，样品中维生素 B12 的峰面积必须在不同浓度的标准品溶液的峰面积之内，该标准品的稀释倍数只是一个参考。若样本中维生素 B12 浓度过高，建议用蒸馏水稀释后再测。
4. 若样本量过大，建议每天测试一次标准溶液（一个浓度的标准溶液即可），以确定相应的保留时间，待测溶液测试前须放置至室温状态。
5. 为了排除梯度洗脱基线漂移的影响，可进行一次空白检测。