Solarbio®
LIFE SCIENCES

Tel: 400-968-6088 Fax: 010-56371281

Http://www.solarbio.com

游离胆固醇(FC)含量检测试剂盒说明书

可见分光光度法

注意:本产品试剂有所变动,请注意并严格按照该说明书操作。

货号: BC1890 **规格:** 50T/48S

产品组成: 使用前请认真核对试剂体积与瓶内体积是否一致, 有疑问请及时联系索莱宝工作人员。

试剂名称	规格	保存条件
提取液	自备试剂	-
工作液	液体 60mL×1 瓶	2-8℃保存
标准品	粉剂×1 支	2-8℃保存

溶液的配制:

- 1、 提取液: 自备异丙醇, 大约需要 60mL, 常温保存; 试剂盒内提供一个 30mL 棕色空瓶, 仅做分装使用, 请自行标注试剂名称。
- 2、标准品: 10 mg 胆固醇,临用前加入 517 μL 异丙醇,振荡溶解,即为 50 μmol/mL 的胆固醇标准溶液,2-8°C保存 4 周。再将其用异丙醇稀释为 1 μmol/mL 的标准液
- 3、标准溶液的稀释: 取 20μL 50μmol/mL 胆固醇标准液,加入 980μL 异丙醇,充分混匀,配制成 1μmol/mL 标准液使用,现用现配。(实验中每管需要 50μL,为减小实验误差,故配制大体积。)

产品说明:

总胆固醇(Free Cholesterol,FC)是构成细胞膜的主要成分,也是合成肾上腺皮质激素、性激素、胆汁酸及维生素D等生理活性物质的重要原料。FC浓度可作为脂代谢的指标。测定原理:FC氧化酶催化FC生成4-胆甾烯酮和 H_2O_2 ,过氧化物酶催化 H_2O_2 、4-氨基安替比林和酚生成红色醌类化合物,在500nm有吸收峰,其颜色深浅与FC含量成正比。

Free Cholesterol
$$\xrightarrow{\text{Cholesterol Oxidase (CO)}}$$
 4-cholesterone + H_2O_2
 H_2O_2 + 4-Aminoantipyrine Phenol $\xrightarrow{\text{Peroxidase (POD)}}$ Quinone Compounds (500nm)

技术指标:

最低检出限: 0.055 μmol/mL 线性范围: 0.0625-4 μmol/mL

注意:实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

需自备的仪器和用品:

可见分光光度计、水浴锅、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵/匀浆器/细胞超声破碎仪、异丙醇、蒸馏水。

操作步骤:

一、样本处理(可适当调整待测样本量,具体比例可以参考文献)

BC1890 -- 第 1 页, 共 3 页

- 1. 组织:按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1: $5\sim10$ 的比例(建议称取约0.1g组织,加入1mL提取液)进行冰浴匀浆。8000g, 4° C离心10min,取上清置冰上待测。
- 2. 细菌、细胞:按照细胞数量(10⁴个):提取液体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细胞加入1mL 提取液),冰浴超声波破碎细胞(功率300W,超声2秒,间隔3秒,总时间3min);然后8000g,4℃,离心 10min,取上清置于冰上待测。
- 3. 血清(浆)样本:直接测定。

二、测定步骤

- 1. 可见分光光度计预热30min以上,调节波长至500nm,蒸馏水调零。
- 2. 按需取出一定量的工作液,并在37℃水浴中预热30min,其余的2-8℃保存。
- 3. 样本测定: 1.5mL离心管中加入下列试剂:

试剂名称(μL)	空白管	标准管	测定管
异丙醇	50	-	-
标准液	-	50	-
待测上清	-	-	50
工作液	950	950	950

混匀,室温静置 15min 后于 500nm 下测吸光度,记为 A 空白管、A 标准管、A 测定管。(空白管和标准管分别只需做 1-2 个)

注: 若样本为血清,则空白管中的异丙醇需要更换为蒸馏水进行实验。

三、计算公式

1. 血清(浆)中FC含量计算:

FC 含量(μmol/dL)=C 标准液×(A 测定管-A 空白管)÷(A 标准管-A 空白管)×100 =100×(A 测定管-A 空白管)÷(A 标准管-A 空白管)

- 2. 组织或细胞、细菌中 FC 含量计算:
- (1) 按样本蛋白浓度计算

FC 含量 (μmol/mg prot) =C 标准液× (A 测定管-A 空白管) ÷ (A 标准管-A 空白管) ×V 样总÷ (Cpr×V 样总) = (A 测定管-A 空白管) ÷ (A 标准管-A 空白管) ÷Cpr

(2) 按样本质量计算

FC 含量 (μmol/g 质量) =C 标准液× (A 测定管-A 空白管) ÷ (A 标准管-A 空白管) ×V 样总÷W = (A 测定管-A 空白管) ÷ (A 标准管-A 空白管) ÷W

(3) 按细胞/细菌数量计算 3

FC 含量(μmol/10⁴ cell)=C 标准液×(A 测定管-A 空白管)÷(A 标准管-A 空白管)×V 样总÷N

= (A 测定管-A 空白管) ÷ (A 标准管-A 空白管) ÷N

C 标准液:标准液的浓度, 1μmol/mL; 100:单位换算系数, 1dL=100mL; N:细菌或细胞数量,以万计; V 样总:加入提取液的体积,1mL; Cpr: 样本蛋白浓度, mg/mL; W:样本质量, g。

注意事项:

如果样本吸光值大于1.5,建议将样本用提取液稀释后进行测定。

实验实例:

BC1890 -- 第 2 页, 共 3 页

1. 取 0.1g 小鼠肝脏加入 1mL 提取液进行匀浆研磨,取上清后按照测定步骤操作,测得 A 空白管=0.006、A 标准管=0.348、A 测定管=0.188,按样本质量计算含量得:

FC 含量 (μmol/g 质量) = (A 测定管-A 空白管) ÷ (A 标准管-A 空白管) ÷W =5.322 μmol/g 质量。

相关发表文献:

- [1] Qin Yuan, Shang Lin, Yuan Fu, et al. Effects of extraction methods on the physicochemical characteristics and biological activities of polysaccharides from okra (Abelmoschus esculentus). International Journal of Biological Macromolecules. April 2019;127:178-186.
- [2] Huan Guo, Shang Lin, MinLua Jia, et al. Characterization, in vitro binding properties, and inhibitory activity on pancreatic lipase of β -glucans from different Qingke (Tibetan hulless barley) cultivars. International Journal of Biological Macromolecules. December 2018.
- [3] Yao L, Chen S, Li W. Fatostatin inhibits the development of endometrial carcinoma in endometrial carcinoma cells and a xenograft model by targeting lipid metabolism[J]. Archives of Biochemistry and Biophysics, 2020: 108327.

相关系列产品:

BC0590/BC0595 游离脂肪酸(FFA)含量检测试剂盒

BC2340/BC2345 脂肪酶(LPS)活性检测试剂盒

BC1080/BC1085 乙醇脱氢酶(ADH)活性检测试剂盒

BC1070/BC1075 丙酮酸脱羧酶(PDC)活性检测试剂盒

BC0620/BC0625 甘油三酯 (TG) 含量检测试剂盒