

# Product Specification

## Small Molecule Compounds

<b>Cat Number</b>	IT2680	<b>CAS Number</b>	180288-69-1
<b>Product Name</b>	曲妥珠单抗 Trastuzumab	<b>Concentration</b>	21.0 ± 2.1 mg/mL
<b>SEC-HPLC</b>	≥ 98 %	<b>Residual protein A</b>	≤100 ng/mg
<b>Endotoxins Test</b>	<3 EU/mL	<b>Exogenous Residual DNA</b>	≤100 pg/mg
<b>Target</b>	HER2	<b>Residual Proteins of Host Cell</b>	≤100 ng/mg
<b>Description</b>	It is a human recombinant antibody inhibitor that selectively binds to HER2 with high affinity.		
<b>Buffer</b>	19.09 mg/ml α,α-Trehalose、 0.475 mg/ml L-Histidine hydrochloride monohydrate、 0.305 mg/ml L-Histidine、 0.085 mg/mL Tween-20, pH6.0		
<b>Storage</b>	-80°C, 2 years; protect from light * It is recommended to store in aliquots to avoid antibody inactivation after repeated freezing and thawing		
<b>References</b>	( See more information on <a href="http://www.solarbio.com/">http://www.solarbio.com/</a> ) ( Welcome to follow our company scholarship program: <a href="http://www.solarbio.com/lw.php">http://www.solarbio.com/lw.php</a> )		
<b>Note:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* For research use only.</li><li>* Product information is for reference only. Welcome to call 400-968-6088 for consultation.</li><li>* This product is for scientific research use only. Not used for medical, clinical and other purposes.</li><li>* For your safety and health, please wear lab coats and wear disposable gloves and masks.</li></ul>		

## Solarbio小分子化合物产品操作指南

### 1. 产品包装内含哪些？收到产品后应做些什么？

包装含包装盒、泡沫保温盒、冰盒（两个）、小分子化合物产品、相应说明文件。（注：常温保存产品可能不含冰盒）

收到产品后，在**打开包装前**请认真核对**标签信息**，确认产品信息与您所需的相符合，如有问题，**请不要拆封**，第一时间联系客服或当地经销商，我们会为您及时处理。

在运输过程中，部分产品可能会附着在管口或管壁上，请在开盖前先适度**低速离心**( $\leq 1000\text{rpm}$ )，使产品聚集在管底，然后再进行校验或使用，以减少产品损失。

**注：请您在收到货后在第一时间查验货物信息，若有任何疑问，可致电400-968-6088，我们会第一时间为您解决。若一个月内您对货物信息未提出任何疑问，我们将默认您对收到的货物已经查验。**

### 2. 收到货物后，包装内的冰盒已化，是否对产品性质有影响？

Solarbio小分子化合物系列的大部分产品在常温环境中都是稳定的，包装内放置冰盒是为了预防运输过程中可能出现的意外情况。因此当您收到产品时，若冰盒已化，一般并不会影响其质量，请放心使用。对于一些敏感、不稳定的产品，我们会在产品发出时做特殊的处理，确保您收到的产品质量。

### 3. 产品使用前要做些什么？

请务必仔细阅读并妥善保管本操作指南、说明书和MSDS，在充分理解内容的基础上正确使用产品。若有任何疑问，请致电400-968-6088转2进行咨询。

### 4. 产品是否无菌？

Solarbio小分子化合物系列产品均为**非无菌包装**，若您的实验有无菌需求，请提前做好预处理。

Solarbio小分子化合物系列产品多数产品可以用DMSO溶解，或者提供DMSO储备液产品，DMSO本身具有极强的抑菌作用，一般将溶于DMSO的试剂默认为无菌溶液，常规下按照无菌溶液操作即可。若您的实验需要严格无菌，建议使用 $0.22\mu\text{m}$ 以下的有机滤膜进行过滤除菌，**切忌高温高压灭菌，否则会对产品造成不可逆的影响。**

### 5. 不同批次产品的外观（性状）不同？

不同批次的同一产品在外观（性状）上可能略有差别，但不影响产品的质量和性能，请放心使用。

### 6. 如何制备成储备液？

制备储备液需根据实验需求选择合适的溶剂。

溶解度信息可参考说明书或在Solarbio官网查询。若出现难溶情况，可以根据产品性质采用水浴加热、超声、震荡或添加合适的助溶剂等方式辅助溶解。如需要说明书中未提供的溶剂或溶解浓度溶解，则需要自行验证溶解信息或查询参考相关文献资料。

#### 一些常用的溶解公式：

- \* 摩尔浓度( $\text{mol/L}$ )=物质的量( $\text{mol}$ )/溶液体积( $\text{mL}$ )
- \* 质量浓度( $\text{mg/mL}$ )=溶质质量( $\text{mg}$ )/溶液体积( $\text{mL}$ )
- \* 质量浓度( $\text{g/L}$ )=物质的量浓度( $\text{mol/L}$ ) $\times$ 分子量( $\text{g/mol}$ )
- \* 质量( $\text{g}$ )=浓度( $\text{mol/L}$ ) $\times$ 体积( $\text{L}$ ) $\times$ 分子量( $\text{g/mol}$ )
- \* 稀释倍数=原液浓度( $\text{mg/mL}$ )/[原液浓度( $\text{mg/mL}$ ) $\times$ 移取体积( $\text{mL}$ )/定容体积( $\text{mL}$ )]
- \* 原液体积( $\text{mL}$ )=摩尔浓度( $\text{mol/L}$ ) $\times$ 配制体积( $\text{L}$ ) $\times$ 分子量( $\text{g/mol}$ )/密度( $\text{g/mL}$ )

## 7.在细胞或动物实验中产品应该如何溶解/稀释？

用Water配制的储备液在过滤除菌后，可以直接用培养基、缓冲液或无菌水稀释到所需的工作液浓度。

### \* 细胞实验

用DMSO配制的储备液，稀释时需确保工作液中DMSO的终浓度保证在1%以下，同时设置相应浓度的DMSO空白组。（大部分细胞了均可耐受 < 1%浓度的DMSO，但部分细胞对DMSO极敏感，建议在实验前先进行DMSO梯度检测）

稀释过程建议分段进行，避免浓度变化过快导致化合物析出。若稀释过程中出现化合物析出的情况，一般可采用超声的方法使其复溶。

### \* 动物实验

用DMSO配制的储备液，也可以用生理盐水、缓冲液或无菌水稀释，有些产品在水中的溶解度很低，DMSO配制的储备液在稀释过程中可能出现析出的情况，可以通过添加助溶剂来帮助溶解，比如Tween80（IT9000）、玉米油（IC9000）、羧甲基纤维素钠（IS9000/IS9001）和PEG400（IP9000）等。为排除溶剂对动物的毒性，建议设置相应浓度的溶剂对照组。

优先推荐您使用完全溶解的澄清溶液，以避免造成实验误差或对实验动物产生不可逆的影响。一般情况下，悬浊液可用于口服和腹腔注射，不会影响产品活性，但可能影响吸收，造成较大误差。

**注：在官网产品详情页面会提供文献中使用的溶解和给药方式，所有数据均不是Solarbio实际测得的结果，Solarbio尚未独立检测过这些方法，不保证其有效性和权威性，仅供参考交流使用。如需帮助，您可致信技术邮箱[service@solarbio.com](mailto:service@solarbio.com)咨询。**

## 8.如需索取额外资料，或使用中遇到任何问题，请及时联系我们或当地经销商。

联系电话：400-968-6088

企业QQ：4009686088

技术邮箱：[service@solarbio.com](mailto:service@solarbio.com)

公司官网：[www.solarbio.com](http://www.solarbio.com)

微信公众号：Solarbio索莱宝

## 9.特别声明：

\* Solarbio提供的产品技术信息均仅供参考，如有疑问请及时联系我们咨询。

\* 本产品仅供科研使用，请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。

\* 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

### 【关于奖学金计划】

若您使用该产品的实验成果发表到国际或国内期刊上，且注明产品购自北京索莱宝科技有限公司，或可以提交该产品的实验结果数据、图片，敬请参与索莱宝奖学金计划，从纪念品到千元奖金等您来领取！

### 【关于试用装申领】

索莱宝一直在努力为您提供最优质的的服务与产品，为答谢广大客户对我公司的长期支持和信赖，考察产品在市场中的口碑与反响，我们推出Solarbio小分子化合物试用装免费申领活动，为全国实验党们加油助力！

可申领的产品详单可在Solarbio官网查询，我们会定期更换可申领产品目录，敬请关注。



扫描二维码  
免费申领试用装